除菌＋清拭

小池メディカル製品にやさしい

ノンアルコールタイプなので、酸素流量計や
プラスチック製品などアルコールの使えない
機器や器具、環境表面にご使用いただけます。

コイケの除菌シート
［バズクロス］
BUZZ Cloth



30 Sheets

約180mm×約300mm

■仕様

品　番	664201	液　性	中性
販売名	コイケの除菌シート Buzz クロス(20袋入)	成　分	塩化ベンザルコニウム/水/pH調整剤
枚　数	30 枚	原　紙	レーヨン / ポリエステル
サイズ	約 180mm × 約 300mm		

■用途

□小池メディカル製医療機器表面の除菌・清拭（※）

□ドアノブ、ベッドまわり、テーブル、イス、トイレ、浴室、洗面所などの除菌・清拭

※酸素流量計、吸引器、パルスオキシメータなどの金属・プラスチック樹脂に使用可【耐性確認済】

❗高気圧酸素治療装置には絶対に使用しないでください。

耐性確認済
小池メディカル
取扱製品一例



販売名：フロージェントル アイハー ※1
認証番号：229AHBZX00031000



販売名：ヨックスディスポミカン ※2
届出番号：10B2X00014C00015



販売名：サーフィンPO ※3
認証番号：221AKBZX00060000

ドアノブやテーブル、
ベッドまわり等の
除菌・清拭に







※1.2. 発売元：株式会社小池メディカル／製造販売元：株式会社群馬コイケ　※3. 製造販売元：株式会社小池メディカル

【使用上の注意】

●用途以外には使用しないでください。●人体の清拭には使用しないでください。●水に溶けませんので水洗トイレに流さないでください。●材質によっては清拭後に変色、塗装剥離することがあります。●タッチパネル清拭後は薬液を乾いた布等で拭いてください。●他社製医療機器に使用する際は取扱説明書をご確認ください。●幼児の手の届く所には置かないでください。●直射日光、高温多湿を避け保管してください。●乾燥防止、品質保持の為、表面シールをキチンと閉めてください。●開封後は３ヶ月程で使い切ってください。●すべての菌を除去できるわけではありません。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。

【発売元】
株式会社 小池メディカル
〒132-0031 東京都江戸川区松島１−24−８
TEL:03(5662)6605
www.koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…

2023.7