

●アウトレットバルブ附属延長ホース 関連情報

方式	ガス種						
	酸素	笑気	空気	吸引	二酸化炭素	窒素	余剰ガス
 ・ピン（MS 型、川重型）	○	○	○	○	○	−	−
 ・シュレーダー（AM 型、アムコ型）	○	○	○	○	○	−	−
・DISS	−	−	−	−	○	○	−

【取り扱いについて】

①防塵キャップは使用時は取り外し、保管時は取り付けてください。
②アウトレットの保護リングを外さないでください。（内部ねじ紛失により不具合が発生する可能性があります）
③使用ガスが接続部又はホースから漏れている時は使用しないでください。
④高い圧がかかる製品となっているため、５年ごとの交換を推奨しております。
⑤JIS T 7101　医療ガス設備　医療ガス設備諸元表にある標準送気圧力内で使用して下さい。

※ホースの長さは 5m となります。（ 標準品 ）
※ご要望に応じてホースの長さを変更することができます。（0.5m 単位 ）
※ガス種変換用ホースは製作できません。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。

【発　売　元】　株式会社 小 池 メ デ ィ カ ル
【 本　　社 】　〒132-0031　東京都江戸川区松島１−24−8
TEL:03（5662）6605
www.koike-medical.co.jp

■お問い合わせは…

2025.1

～小池メディカル アセンブルシリーズ～


NO-VAS
［ノーヴァス］



●アウトレットバルブ付属延長ホース（ガス種別）

■酸素用


●医療機器等の延長用に。●災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。



品番	商品名	ホース長さ
20799311	アウトレットバルブ付延長ホース（酸素）	5m
20799312	アウトレットバルブ付延長ホース（酸素） シュレーダー	5m

■笑気用


●麻酔器の延長用等に。



品番	商品名	ホース長さ
20799314	アウトレットバルブ付延長ホース（笑気）	5m
20799315	アウトレットバルブ付延長ホース（笑気） シュレーダー	5m

■空気用


●空気を使用する医療機器の延長用等に。



品番	商品名	ホース長さ
20799317	アウトレットバルブ付延長ホース（空気）	5m
20799318	アウトレットバルブ付延長ホース（空気） シュレーダー	5m

■吸引用


●吸引スタンドの延長用。●屋外の発熱外来等での吸引手技用に。



品番	商品名	ホース長さ
20799320	アウトレットバルブ付延長ホース（吸引）	5m
20799321	アウトレットバルブ付延長ホース（吸引） シュレーダー	5m

■二酸化炭素用


●炭酸ガスボンベを使用している内視鏡を壁配管からも使えるようにするために。



品番	商品名	ホース長さ
20799323	アウトレットバルブ付延長ホース（二酸化炭素）	5m
20799324	アウトレットバルブ付延長ホース DISS※仕様（二酸化炭素）	5m

■余剰ガス用


●余剰ガスの延長用に。



品番	商品名	ホース長さ
20799326	アウトレットバルブ付延長ホース Kタイプ（余剰ガス）	5m

■窒素用

●駆動用窒素ガスを延長したい時等に。



品番	商品名	ホース長さ
20799332	アウトレットバルブ付延長ホース DISS※仕様（窒素）	5m
20799333	アウトレットバルブ付延長ホース（窒素） カプラー型（KMタイプ）	5m

※DISSとは…

米国のネジ規格の名称です。

ガス種別ごとに異なる直径及び左ネジ又は右ネジのはめ合いを用いてガス別特定を目的としたオスネジ径・メスネジ径一対の接続具であり、国内の医療シーンでは窒素、炭酸ガスの供給端末のガス取出口に採用されています。

ご使用されている施設によりそれぞれのメーカーの規格品が使用されている場合がありますので、ご注文の際は事前にご確認下さい。